

FLUENT®

gestión de líquidos

PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS Y MAYOR CONTROL PARA HISTEROSCOPIA

- *Preparación y funcionamiento simplificados*
- **Tecnología avanzada,** con una interfaz de usuario intuitiva para un mayor fiabilidad clínica
- **Ahorro de tiempo** de hasta un 50 %¹ en la preparación



Aumente su eficiencia

1

SIMPLICIDAD

MENOS REQUISITOS EN CUANTO A TUBOS Y CONEXIONES



CARTUCHOS FLOPAK™

Encaje a presión para simplificación de la preparación



PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA

Guía automáticamente la preparación y el funcionamiento



UNA SOLA BOLSA DE RESIDUOS

Elimina la necesidad de usar varios recipientes

2

TECNOLOGÍA

DISEÑADOS PARA AUMENTAR LA FIABILIDAD CLÍNICA



LECTURAS PRECISAS DE LA FALTA DE LÍQUIDO

Con un intervalo de +/-50 ml²



CONTROL DE PRESION AVANZADO Mantiene una distensión intrauterina constante^{3*}



TECNOLOGÍA FLOPAK™

Ayuda a gestionar el uso de líquidos durante todo el procedimiento



VISUALIZACIÓN MEJORADA

Más beneficios para el paciente y el procedimiento

3

AHORRO DE TIEMPO

PROCEDIMIENTOS MÁS ÁGILES QUE OFRECEN MAYOR CONTROL



TIEMPO DE PREPARACIÓN

Reducción considerable



KITS DE PROCEDIMIENTO TODO EN UNO

Ofrece al personal de enfermería todos los componentes que necesitan en un solo paquete.



MEJOR CANTIDAD DE EQUIPOS

Con el controlador MyoSure® integrado para ayudar a gestionar el espacio en el quirófano

Fluent puede utilizarse con nuestra gama de productos MyoSure

Surgical Solutions | Hologic.es | euinfo@hologic.com

CE 2797 **EC REP** Hologic BV Da Vincilaan 5 1930 Zaventum Bélgica

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

El sistema de gestión de líquidos Fluent está diseñado para la distensión líquida del útero durante la histeroscopia diagnóstica y quirúrgica y para monitorizar la diferencia de volumen entre el líquido de irrigación que entra y sale del útero, al tiempo que proporciona empuje, control y succión para los resectoscopios histeroscópicos.

El sistema de gestión de líquidos Fluent no debe utilizarse para introducir líquidos en el útero cuando la histeroscopia está contraindicada. El sistema no debe utilizarse para eliminar lesiones en pacientes embarazadas ni en pacientes con infección pélvica, tumores malignos del cuello uterino o un diagnóstico previo de cáncer endometrial. Para obtener información detallada sobre los riesgos y beneficios, incluidas las contraindicaciones relativas a la ablación endometrial, consulte las instrucciones de uso.

Lea atentamente las instrucciones del manual de usuario [Package Insert] MAN-04648-9941

** Con un dispositivo MyoSure en un entorno de test experimental comparativo en un modelo uterino (N = 20).

BIBLIOGRAFÍA: 1. EMEAC Fluent Qualitative Marketing Insights Survey UK/CAN/NL. Inspired Insight. 2018. MISC-07152-IBR-ES_001_01. 2. Hologic, Inc. Datos en archivo de pruebas experimentales comparativas. DTP-00737. 3. Hologic, Inc. Datos en archivo de pruebas experimentales comparativas. DTP-00591.

MISC-05266-IBR-301 Rev. 001 © 2024 Hologic, Inc. Hologic, FloPak, Fluent, MyoSure, The Science of Sure y sus logotipos asociados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información va dirigida a profesionales sanitarios y no se ha desarrollado como oferta o promoción del producto en los lugares donde estén prohibidas dichas actividades. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares donde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos comercializados en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com.