

0° o 30° Usted elige

El histeroscopio Omni®, todavía más versátil

El histeroscopio
Omni 30° y las
vainas quirúrgicas
proporcionan una
función de **borde
biselado**



El doble de opciones para satisfacer las necesidades de sus pacientes

CLARO

La óptica de lentes cilíndricas de alta precisión y resolución permite optimizar la visualización y el tratamiento.

PERSONALIZADO

Tres vainas intercambiables con opciones de 0° o 30° que ofrecen capacidades operativas y de diagnóstico flexibles, incluida una mayor longitud de trabajo de 200 mm para garantizar la adaptación del dispositivo al procedimiento y al paciente.

INTEGRAL

Una de las soluciones de histeroscopia más versátil del mercado para procedimientos de extracción de tejidos. Compatible con una amplia gama de accesorios, como los cierres cervicouterino y de 5 F Omni® Lok.

Visite gynsurgicalsolutions.com para obtener más información sobre nuestros productos

Póngase en contacto con su representante de ventas local o escriba un mensaje de correo electrónico a euinfo@hologic.com si desea obtener más información.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Especificaciones del histeroscopio: Diámetros exteriores de 3.7, 5.5 y 6 mm, longitud de trabajo de 200 mm

HISTEROSCOPIO OMNI 30°

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
60-200-30	Histeroscopio básico Omni 30°
60-201-30	Vaina de diagnóstico Omni 30° (3,7 mm)
60-202-30	Vaina quirúrgica Omni 30° (5.5 mm)
60-203-30	Vaina quirúrgica Omni 30° (6 mm)
40-201-30	Canal de flujo de salida del histeroscopio de varilla óptica Omni 30°
50-201XL-30	Canal de flujo de salida del histeroscopio de varilla óptica Omni 30° XL
60-250-30-1	Kit estándar de histeroscopio Omni 30°

HISTEROSCOPIO OMNI 0°

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
60-200	Histeroscopio básico Omni
60-201	Vaina de diagnóstico Omni (3.7 mm)
60-202	Vaina quirúrgica Omni (5.5 mm)
60-203	Vaina quirúrgica Omni (6 mm)
40-201	Canal de flujo de salida del histeroscopio de varilla óptica Myosure
50-201XL	Canal de flujo de salida del histeroscopio de varilla óptica MyoSure XL
60-250-1	Kit estándar de histeroscopio Omni

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
60-903	Bandeja para histeroscopio Omni
OLK-100	Cierre cervicouterino Omni Lok
60-911	Piezas de repuesto Omni Scope
60-5FR	Tapa de cierre Omni 5FR
40-902	Cierre de histeroscopio
ASY-04996	Adaptadores de luz para histeroscopio

CE 2792 EC REP Hologic BV Da Vincilaan 5 1930 Zaventum Bélgica Fabricante: Hologic Surgical Products Costa Rica

El histeroscopio Omni se utiliza para visualizar el conducto cervicouterino y la cavidad uterina a fin de realizar procedimientos diagnósticos y quirúrgicos. Lea atentamente las instrucciones del manual de usuario IFU, OMNI HYSTEROSCOPE [Package Insert] MAN-05586-9940.

MISC-07561-IBR-301 Rev. 001 Hologic, Inc. ©2024 Todos los derechos reservados. Hologic, Omni, Omni Lok y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información va dirigida a profesionales sanitarios y no se ha desarrollado como oferta o promoción del producto en los lugares en que dichas actividades estén prohibidas. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares donde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic.

