

Soluciones moleculares escalables de Hologic

Ofrecemos la precisión necesaria para mejorar la detección y el tratamiento precoces.



Crecimiento escalable hoy y mañana

Las soluciones escalables Panther® le permiten ampliar su menú de pruebas y, al mismo tiempo, incrementar la flexibilidad, capacidad y tiempo de autonomía.



PANTHER®
TMA de punto final

PANTHER®
TMA en tiempo real



PANTHER FUSION®
PCR en tiempo real

Infecciones de transmisión sexual	CT/NG	✓	—	—
	CT	✓	—	—
	NG	✓	—	—
	TV	✓	—	—
	<i>M. gen</i>	✓	—	—
	HSV 1 y 2	—	✓	—
	Resistencia a macrólidos de <i>M. gen</i>	—	—	En desarrollo
Salud vaginal	BV	—	✓	—
	CV/TV	—	✓	—
Infecciones víricas de transmisión hemática	HIV-1 Quant Dx	—	✓	—
	HCV Quant Dx	—	✓	—
	HBV Quant	—	✓	—
Trasplante	CMV Quant	—	✓	—
	EBV Quant	—	—	✓
	BKV Quant	—	—	✓
	ADV Quant	—	—	En desarrollo

Precisión práctica para satisfacer sus crecientes necesidades

La combinación perfecta. Automatización superior y excelente rendimiento de los ensayos.

				
		PANTHER® TMA de punto final	PANTHER® TMA en tiempo real	PANTHER FUSION® PCR en tiempo real
Salud del cuello uterino	HPV	✓	—	—
	HPV GT 16 18/45	✓	—	—
Infecciones respiratorias	SARS-CoV-2	✓	—	—
	SARS-CoV-2 / Gripe A/B	—	✓	—
	Gripe A/B/RSV	—	—	✓
	SARS-CoV-2 / Gripe A/B/RSV	—	—	✓
	Virus paragripal 1-4	—	—	✓
	AdV/hMPV/RV	—	—	✓
	Bordetella	—	—	✓
	Infecciones nosocomiales	MRSA	—	—
C. difficile		—	—	En desarrollo
Infecciones gastrointestinales	Panel bacteriano	—	—	En desarrollo
	Panel bacteriano ampliado	—	—	En desarrollo
	Panel parasitario	—	—	En desarrollo
	Panel viral	—	—	En desarrollo
Otros	Open Access	—	—	✓
	GBS	—	—	✓

Manual de usuario del Panther/Panther Fusion System, AW-26055-301, Rev 002.

Diagnostic solutions | Hologic.es | euinfo@hologic.com

El Panther Fusion System es un sistema de pruebas multiplex clínicas de diagnóstico in vitro (IVD) integrado y completamente automatizado. Tiene capacidad para la realización de pruebas basadas en ácidos nucleicos a partir del procesamiento de muestras mediante amplificación, detección y reducción de datos. El Panther Fusion System admite el procesamiento de ensayos que empleen tecnologías de detección de ácidos nucleicos como la Reacción en cadena de polimerasa (PCR), PCR de transcripción inversa (RT-PCR), PCR en tiempo real, Amplificación mediada por transcripción (TMA) y TMA en tiempo real u otras tecnologías similares. Fabricante: Hologic, Inc. Lea atentamente las instrucciones del manual de usuario. El Panther System es un sistema integrado de pruebas de ácidos nucleicos que automatiza por completo todos los pasos necesarios para realizar ensayos Aptima® desde el procesamiento de las muestras hasta la amplificación, la detección y la reducción de datos. El procesamiento de muestras y los pasos de captura del ácido nucleico, así como los ensayos TMA®, se realizan en el Panther System. · Fabricante: Hologic, Inc. · Lea atentamente las instrucciones del manual de usuario. SS-00406-IBR-ES Rev 005 © 2023 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, Panther, Panther Fusion y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Esta información va dirigida a profesionales médicos y no se ha desarrollado como oferta o promoción del producto en los lugares donde estén prohibidas dichas actividades. Debido a que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, podcasts y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares en los que aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com. No se comercializa en Estados Unidos.