

Panther Fusion® Open Access™

Innove con la función Open Access.

Todas las ventajas principales del sistema Panther Fusion®

- | | | |
|--|---|---|
|  <p>Flexibilidad
para mejorar el tiempo de procesamiento.</p> |  <p>Automatización
Pruebas desarrolladas en el laboratorio (LDT), desde la extracción hasta los resultados.</p> |  <p>Control
y reducción de los costes.</p> |
|  <p>Libertad
para mejorar la productividad.</p> |  <p>Consolidación
Realice varias LDT entrelazadas con ensayos de DIV.</p> |  <p>Personalización
Software fácil de usar para adaptar o desarrollar su propio protocolo de LDT.</p> |

¿Qué implicaciones tiene esto para su laboratorio?

- | | | |
|---|--|--|
|  <p>Reducción de la carga de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reasignación del personal a otras tareas:
Carga de muestras y procesamiento sin intervención ni supervisión. ■ Elimine la entrada manual de información de pruebas y resultados:
Interfaz de LIS bidireccional ■ Aumente las multitareas del personal:
Procesamiento simultáneo de hasta 16 LDT. |  <p>Ahorro de tiempo</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ No es necesario el procesamiento por lotes:
Acceso aleatorio y continuo. ■ Informe de resultados en el mismo día:
Tiempo hasta el primer resultado de 2,4 h. ■ Aumento del procesamiento de muestras en comparación con los métodos manuales:
Hasta 335 pruebas en 8 horas. ■ Realice ensayos en paralelo:
5 canales de detección para multiplexación. |  <p>Reducción de costes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reduzca drásticamente los residuos:
Utilice únicamente la cantidad de reactivo y consumibles necesaria para el número de pruebas solicitado. ■ Uso eficiente de la muestra:
La extracción puede dividirse y procesarse para 3 reacciones de PCR diferentes ■ Reducción de los costes derivados de los errores humanos y la repetición de pruebas:
Las comprobaciones de procesos del sistema garantizan el procesamiento válido del ensayo, con una identificación positiva verdadera de muestras y resultados. |
|---|--|--|

PANTHER
FUSION® Open Access™

Diagnostic Solutions | Hologic.com | euinfo@hologic.com

SS-00705-IBR-ES Rev. 001 © 2022 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. Hologic, Open Access, Panther, Panther Fusion y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de producto son propiedad de sus respectivos titulares. Esta información va dirigida a los profesionales médicos y no está pensada como ofrecimiento o promoción del producto en los lugares en que dichas actividades estén prohibidas. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares en los que aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre qué productos se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com.

No se comercializa en Estados Unidos.

 **Authorised Representative:**
Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium