

Panther® Link*

Conecta virtualmente varios sistemas Panther® para compartir información entre ellos y monitorizarlos desde un panel de control centralizado.

Ventajas para su laboratorio. Además del ahorro asociado al sistema Panther®, ofrece los siguientes ahorros incrementales:

**MENOS CARGA DE TRABAJO**

Monitorizar los inventarios, el mantenimiento y los mensajes desde un **panel de control centralizado** para reducir las intervenciones presenciales en cada uno de los sistemas.

Revisar los informes desde una ubicación centralizada, lo que maximiza la gestión del tiempo del técnico.

Compartir información sobre el lote maestro, el CCE y la cuenta de usuario a través de varios instrumentos, para minimizar la introducción manual de datos.

Seguimiento y análisis de tendencias de los datos de QC de todos los instrumentos para los procedimientos y parámetros de calidad internos.

**AHORRO DE TIEMPO**

Compartir las peticiones de pruebas confirmatorias (por ejemplo, VPH 16 18/45) en todos los instrumentos, con flexibilidad para la carga de muestras.

Utilizar las funciones de **diagnóstico remoto** para ayudar a garantizar una rápida solución de los problemas y aumentar el tiempo de funcionamiento del instrumento.

**REDUCCIÓN DE COSTES**

Compartir kits de reactivos de ensayo entre instrumentos para mejorar su uso y reducir la preparación y el almacenamiento.

Impedir la **recarga accidental** de muestras con resultados analíticos válidos, para evitar problemas derivados de los posibles errores del técnico.

Maximizar la inversión realizada en el sistema Panther con una **sencilla ampliación *in situ* en el laboratorio.**



Aumenta la comunicación entre los instrumentos Panther para compartir inventarios, reactivos y resultados.

PANTHER®

Especificaciones

Servidor de panel de control

Procesador	Procesador Intel Core i5-6500TE (Skylake) de 2,3 GHz
Memoria	16 GB de SO-DIMM DDR4 2133
Almacenamiento principal	SSD de 2,5" de 1 TB
Red	Ethernet dual de 1 GB
Seguridad	AppArmor
Sistema operativo	Ubuntu 18.04 LTS
Dimensiones	19,6 cm (anchura) x 5,7 cm (profundidad) x 26,9 cm (altura)

Ordenador para gestionar el panel de control


Procesador	Intel Braswell Celeron N3160
Memoria	4 GB de SO-DIMM DDR3L 1600
Almacenamiento principal	SSD mSATA de 32 GB
Red	Ethernet de 1 GB
Sistema operativo	Porteus Kiosk 4.8.0
Dimensiones	11,7 cm (anchura) x 3,7 cm (profundidad) x 11,2 cm (altura)
Soportes de montaje	Montaje en pared

Pantalla de gestión del panel de control

Navegadores compatibles	Chrome o Safari para móviles (solo en un iPad)
Número máximo de clientes web simultáneos	50
Resolución	4K (3840 x 2160)
Modelo/ Dimensiones	QM49R Samsung de 49", QM55R Samsung de 55", QM65R Samsung de 65" o Dell P2415Q de 23,8", con tecnología 4K UHD, y posibilidad de acceder a través de un iPad (iOS 12 o posterior / iPad de 2018 o posterior)

Cortafuegos

Modelo	Cisco ASA 5506-X
Dimensiones	20 cm (anchura) x 4,4 cm (profundidad) x 23,4 cm (altura)
Memoria	4 GB
Almacenamiento principal	SSD mSATA de 50 GB



Acceso al estado y los mensajes del instrumento desde un iPad.



Monitorización de la información y los resultados del instrumento desde un ordenador de sobremesa.