



Agregue flexibilidad a los procedimientos de tinción rutinarios y especiales.



Personalizable

- Cuenta con protocolos de tinción programables y editables además de 22 estaciones de tinción para reactivos.



Pantalla funcional

- Una pantalla de LCD pasiva, alfanumérica y de 20 caracteres de ancho por 8 líneas, para una interfaz de operador fácil de usar.



Preprogramado



- Viene programado con el protocolo de tinción ThinPrep®, para comodidad del usuario.



Procesamiento paralelo y versátil

- Capaz de ejecutar hasta 4 gradillas para 20 a 30 portaobjetos.
- Compatible con gradilla para 20 a 30 portaobjetos.

Principales áreas funcionales del equipo de tinción Compass



Especificaciones del equipo de tinción



Peso	25 kg
Especificaciones	24 estaciones 1 carga, 1 descarga, 22 estaciones de reactivos baño de 350 – 360 ml Compatible con gradilla para portaobjetos Sakura y Leica

Diagnostic Division | Hologic.com | hologic.latam@hologic.com

SS-00677- LAM-ES Rev. 001 © 2021 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados. Hologic, The Science of Sure, Compass, ThinPrep y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información va dirigida a los profesionales médicos y no está pensada como ofrecimiento o promoción del producto en los lugares en que dichas actividades estén prohibidas. Debido a que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, podcasts y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares en los que aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos disponibles para la venta en un país determinado, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a hologic.latam@hologic.com. La importación y la venta efectiva solamente podrán ocurrir después de la aprobación del registro por el órgano regulador.

Compass[™]
STAINER